

aus dem online-shop [www.hygiene-schnelltest.de](http://www.hygiene-schnelltest.de)

Stand 2023-02 / Zur Detailinfo siehe Produkterklärung im shop

## Produktinformation **Spülmaschinen-TiefenReiniger**

### Professioneller Reiniger für hygienisch saubere Spülmaschinen

- reinigt die unzugänglichen Innenbereiche der Maschine
- entfernt Kalk, Fett-/Schmutz, Ablagerungen und Verkrustungen in einem Arbeitsgang
- sorgt gleichzeitig für eine Reinigung von Leitungen, Sprühdüsen und -armen, Filtern, und der Wasserpumpe
- reinigt die Ablaufleitungen und Abfluß

Damit der Geschirrspüler keimfrei säubert, braucht er selber regelmäßige Reinigung und Pflege. Studien an Universitäten haben gezeigt, dass sich in einem Geschirrspüler hartnäckige und teilweise auch gesundheitsgefährdende Pilze und Bakterien tummeln, wie z.B. E.coli oder Pseudomonas, Escherichia und Acinetobacter, oder Bakterien wie Staphylokokken, Streptokokken und Enterokokken, die typischerweise Haut oder Darm des Menschen besiedeln. Ebenso wurden Koloniebildungen des Hefepilzes Candida und der Gattungen Cryptococcus und Rhodotorula beobachtet, bis hin zu den pathogenen Pilzen Exophiala und Aureobasidium. Diese können Menschen mit schwachem Immunsystem gefährlich werden, auch insbesondere, wenn sie durch den heißen Dampf in die Atemwege gelangen sollten.

Der TiefenReiniger ist kein üblicher Entkalker, sondern als **Sanierer** zur **hygienischen Tiefenreinigung** der Stellen, die Sie nicht sehen, speziell entwickelt. Nicht jeder Nutzer einer Spülmaschine besitzt einen Typus mit Selbstreinigung/automatischer Reinigung des Innenraums. Aber verursachen Essensreste, die unzureichend abgestreift wurden, durch die hohen Schmutzfrachten eine kontinuierliche Verschmutzung der Maschinen. Zusammen mit der Überlastung des Spülvorganges und nicht umgesetzte regelmäßige Reinigungsmaßnahmen, führt das zu Ablagerungen, Verkrustungen und Biofilmen in der Maschine. Im Innenraum der Maschine sieht man diese Ablagerungen meist nicht, denn sie bilden sich an allen unzugänglichen Stellen, z.B. in den Pumpen, Rohren, Filtern, Sprüharmen oder Sieben.


**Dosierung:** 0,5 Liter Hochkonzentrat für 1 Anwendung

#### Anwendung

Wählen Sie ein Programm ohne Vorspülgang, aber mit der höchsten Temperatur (mindestens 60°C).

Lässt sich der Vorspülgang nicht ausschalten, lassen Sie diesen zuerst komplett beenden.

Stoppen Sie danach, sobald das Hauptspülprogramm beginnt, z.B. durch Öffnen des Maschineninnenraums, und entleeren Sie die 500 ml Flasche direkt in den Innenraum. Lassen Sie das Spülprogramm bei mindestens 60°C zu Ende laufen und pumpen Sie anschließend ab.



**KEIN Geschirr und KEINEN Reiniger hinzugeben -> Leerspülgang!**

Vergessen Sie trotzdem nicht die eigene manuelle Reinigung von Sieben und Dichtungen !

#### Häufigkeit der Anwendung

Richtet sich nach der Benutzungshäufigkeit / Anzahl der Spülmaschinenfüllungen.

Wir empfehlen eine Tiefenreinigung alle 3-4 Monate.

#### Inhaltsstoffe

Aqua, DL-Äpfelsäure, Mononatriumcitrat, Citronensäure, Aluminiumcitrat-Hydroxy-Komplexe, Natrium-sulfat. Enthält < 5% anionische Tenside. Biologisch abbaubar gem. VO (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Ein Datenblatt kann auf Anforderung übermittelt werden. Enthält keine Biozide.

	Artikel-Nr.	Inhalt	Gebinde
<b>amfora Spülmaschinen – TiefenReiniger</b> für hygienisch saubere Maschinen	199200	2 Flaschen je 500 ml	<b>1 Set</b> = 2 Flaschen
	299200	4 Flaschen je 500 ml	<b>2 Set</b> = 4 Flaschen